

RACCOON

ドライ式ミルクウォーマー

A-1Dシリーズ(一般医療機器)

薬事法に基づく医療機器です

病院におけるラックーン調乳設備の新型ミルクウォーマーとして開発しました。

A-1D型は従来の温水加温式ではなく、温水を使用しないドライ式の加温器ですので細菌汚染の心配がありません。

アルコールによる拭き取りにより衛生的で、お手入れも簡単です。

★ 温度上昇が早い! ★ 母乳にも対応!

★ 掃除が簡単! ★ 医療機器なので安心!



A-1D-24/15



A-1D-15/8

【共通仕様】

一般的な名称	哺乳瓶保温器
クラス	クラスI (一般医療機器)
機能	① 連続加熱モード ② タイマー加熱モード ③ 保温モード
材質	外装: SUS-304 内装: アルミ
加温方式	電気ヒーター式 熱板加温式

【A-1D-24/15型仕様】

寸法	W495mm×D330mm×H334mm
収納数	100cc哺乳瓶: 24本 200cc哺乳瓶: 15本 (各専用仕切り付)
電源	AC100V 1φ 570W

医療機器届出番号: 27B2X900001AD2415

【A-1D-15/8型仕様】

寸法	W383mm×D251mm×H334mm
収納数	100cc哺乳瓶: 15本 200cc哺乳瓶: 8本 (各専用仕切り付)
電源	AC100V 1φ 300W

医療機器届出番号: 27B2X900001A1D158

製造販売元

M 三田理化工業株式会社

本社/〒531-0076 大阪市北区大淀中2-8-2
TEL(06)6458-0971 FAX(06)6458-2393
東京営業所/〒113-0033 東京都文京区本郷4-3-1
TEL(03)3812-5371 FAX(03)3812-5041
URL: <http://www.racoon.co.jp>



PM 87147 / ISO 9001:2000 / QJ 00915

2008.5.JC

RACCOON

ドライ式ミルクウォーマー

A-1Dシリーズ(一般医療機器)

薬事法に基づく医療機器です。


温度上昇が早い！

掃除が簡単！

医療機器なので安心！

病院におけるラックーン調乳設備の新型ミルクウォーマーとして開発しました。

A-1D型は従来の温水加熱式ではなく、温水を使用しないドライ式の加熱器ですので細菌汚染の心配がありません。アルコールによる拭き取りにより衛生的でお手入れも簡単です。



A-1D-15/8

■共通使用

一般的な名称	哺乳瓶保温器
クラス	クラスI(一般医療機器)
機能	①連続加熱モード ②タイマー加熱モード ③保温モード
材質	外装：SUS-304 内装：アルミ
加熱方式	電気ヒーター式 熱板加熱式

■A-1D-24/15型仕様

寸法	W495mm×D330mm×H334mm
収納数	100cc哺乳瓶：24本 200cc哺乳瓶：15本 (各専用仕切り付)
電源	AC100V 1φ570W

医療機器届出番号：27B2X900001AD2415

■A-1D-15/8型仕様

寸法	W383mm×D251mm×H334mm
収納数	100cc哺乳瓶：15本 200cc哺乳瓶：8本 (各専用仕切り付)
電源	AC100V 1φ300W

医療機器届出番号：27B2X900001A1D158

製造販売元

M 三田理化工業株式会社

本社 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-8-2

TEL 06-6458-0971 FAX 06-6458-2393

東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102

TEL 03-3812-5371 FAX 03-3812-5041

URL: <http://www.racoon.co.jp>

